

## Alginatbandasjer



Alginater benyttes kun som primærbandasje. Skal de ha effekt må bandasjen komme i direkte kontakt med sårsekretet. En alginatbandasje kan absorbere tilsvarende 10-20 ganger sin egen vekt, og omdannes til en gel. Alginater har hemostatisk effekt, og kan benyttes i sårhuler.

Alginater må benyttes sammen med en sekundærbandasje. Alginater finnes i flere former. De kan utformes som kompresser av ulik størrelse eller de kan utformes som et tau/rep. Det kalles da gjerne for "englehår".

### Indikasjon

Alginater benyttes primært på sår med betydelig væskeoverskudd. De kan også benyttes på sår med bakteriell ubalanse. Alginater er velegnet på trykksår grad 3 og 4 og på andre sår som former en sårhule. Hvis såret er formet som et åpent krater benyttes kompresser, mens hvis såret har lommer og sinuser benyttes rep. Sår med liten sekresjon og/eller tørre, svarte nekroser skal ikke behandles med alginater.

### Produktalternativer

- Algisite
- Algosteril
- Comfeel: Sea Sorb
- Cutinova Alginate
- Kaltostat
- Polymem Calcium Alginate Pad
- Sorbsan
- Tegagel