

Hydrogeler



Hydrogeler inneholder vann propylenglykol og kopolymer. Produktene både avgir væske og absorberer væske alt etter hva det er behov for. De ulike gelene har litt forskjellig evne til å oppta og avgi væske. De fleste geler må benyttes sammen med en sekundærbandasje.

Indikasjon

Disse benyttes ved alle former for sår som inneholder nekrotisk materiale som ikke lar seg fjerne kirurgisk (eller på annen måte). Hydrogel kan også benyttes på fistler, forutsatt at disse ikke går inn i blære/tarm. Hydrogel kan med fordel benyttes i sårhuler der væskesekresjonen ikke er for stor, og på mer overflatiske sår som er rene og granulerende. Det legges da et 5 mm tykt lag med gel på såroverflaten.

Produktalternativer

- Aquaform
- ClearSite
- DuoDERM Hydroactive gel
- IntraSite Gel
- Normelgel/hypergel
- Purilon gel