

Hydrokolloidbandasjer



En hydrokolloidplate består gjerne av flere lag. Lagene inneholder stoffer som polyuretanskum og karboksymetylcellulose tilsatt gelatin og/eller pektin, og ytterst kan platen ha et lag med polyuretanfilm. De ulike platene har ulik sammensetning og innhold.

Platene ble tidligere beskrevet som helt tette, men det er de ikke nå lenger. Litt vanndamp slipper ut, men platene slipper ikke inn vann og bakterier og kan derfor benyttes ved bading og dusjing.

Indikasjon

De viktigste bruksområdene er rene, granulerende sår med liten sekresjon. Sår som kan forbindes med hydrokolloider, er donorsteder og trykksår grad 1 og 2, og de er spesielt velegnet ved hæsår. Hydrokolloider brukes mye ved beinsår, men væskemengden i såret avgjør om de er egnet. Tynne hydrokolloider egner seg bra til å dekke sår i modningsfasen.

Produktalternativer

- Comfeel
- Cutinova
- DuoDERM
- Restore
- SureSkin
- Tegasorb